



Zirlux-Zirkonoxid Zementierungs- und Klebehinweise

Restaurationen aus Zirlux® können mit herkömmlichen Zementen und Befestigungsmaterialien einzementiert oder verklebt werden. Für optimale ästhetische Ergebnisse wird empfohlen, Glasionomerzemente und Kunststoffzemente anstelle von Zinkphosphatzementen zu verwenden. Inlays, Onlays und Veneers müssen adhäsiv zementiert (geklebt) werden.

VITA DUO CEMENT KIT

VITA

RelyX™ Befestigungszement

3M ESPE

GC Fuji Plus®

GC

Panavia™ F2.0

kuraray

Multilink® Automix

**ivoclar
vivadent**
passion vision innovation



Der Gebrauch und die richtige Verwendung der Zementierungs-/Klebmaterialien ist in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Herstellers beschrieben.

