

# Zirlux<sup>®</sup> FC2

Zirkonoxid-Ronden FC2 von Zirlux sind als voreingefärbte Zirkonoxid-Ronden in 5 Farbvarianten lieferbar und sie erreichen mithilfe des Charakterisierungs-Sets von Zirlux FC2 problemlos alle 16 Vital-Classic-Farben und 3 Bleach-Farben. Das Charakterisierungs-Set enthält 10 Farbpasten, 6 Modifier und eine Glasur. Mit diesen Farben können Sie die von Zahnärzten und Patienten verlangten lebensechten Restaurationen anfertigen und mit der von Ihnen gewünschten Effizienz verarbeiten.

#### Vorteile:

- Hochtranslucent – für überlegene Ästhetik
- Festigkeit > 1100 MPa
- Zuverlässigkeit – einfache Färbe- und Glasiertechnik ohne Eintauchen, Färben oder Trocknen

#### Indikationen:

- Kronenkappen
- Mehrgliedrige Gerüste
- Mehrgliedrige Brücken
- Inlays/Onlays
- Vollkontur-Kronen
- Vollkontur-Brücken
- Implantat-Abutments
- Ganzkiefer-/Hybridbrücken

#### Materialeigenschaften

Biegefestigkeit: 1100 MPa

Härte (HV 10): ≥ 1250

Wärmeausdehnungskoeffizient (25 - 500 °C):  
10,6 x 10<sup>-6</sup>/K

Chemische Löslichkeit: ≤ 1 µg/cm<sup>2</sup>

#### Zusammensetzung (in Gew.-%)

ZrO<sub>2</sub>: (+HfO<sub>2</sub>): > 94 %

Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: 5,35 % ± 0,20

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>: < 0,1 %

HfO<sub>2</sub>: Typisch < 3,0 %

## Universal-Zirkonoxidsystem für überragende Ergebnisse.



U1 U2 U3 U4 U5

	98,5x12 mm	98,5x16 mm	98,5x20 mm	98,5x25 mm
U1	469-783	469-788	469-793	469-798
U2	469-784	469-789	469-794	469-799
U3	469-785	469-790	469-795	469-800
U4	469-786	469-791	469-796	469-801
U5	469-787	469-792	469-797	469-802

#### Durchmesser 100mm mit Kunststoffring

	100x12 mm	100x16 mm	100x20 mm	100x25 mm
U1	469-803	469-808	469-813	469-818
U2	469-804	469-809	469-814	469-819
U3	469-805	469-810	469-815	469-820
U4	469-806	469-811	469-816	469-821
U5	469-807	469-812	469-817	469-822

#### Durchmesser 100mm ohne Kunststoffring

	100x12 mm	100x16 mm	100x20 mm	100x25 mm
U1	469-823	469-828	469-833	469-838
U2	469-824	469-829	469-834	469-839
U3	469-825	469-830	469-835	-
U4	469-826	469-831	469-836	469-841
U5	469-827	469-832	469-837	469-842

100mm Ronden können längere Lieferzeit haben.

Das Charakterisierungssystem von Zirlux FC2 ist eine zuverlässige Methode, um Zirkonoxid-Restaurationen mit Leben zu füllen. Mit dem Set aus 10 Farbpasten können Sie alle 16 Vita-Farben von A-D sowie Bleach-Farben in einem einzigen Schritt erzielen. Dabei kommen Sie völlig ohne Eintauchen oder die Verwendung von Färbeflüssigkeiten aus. Die 10 Farbpasten, 6 Modifikatorpasten und Glasurpasten, aus denen das Charakterisierungssystem von Zirlux FC2 besteht, ermöglichen es Ihnen, die von Zahnärzten und Patienten verlangten lebens echten Restaurationen mit der von Ihnen gewünschten Effizienz anzufertigen.

**Vorteile:**

- Charakterisierung von Zirlux- und anderen Vollkontur-Restaurationen aus Zirkonoxid
- Einfache Mal- und Glasurtechnik macht unvorhersagbares Dipping oder Multicoloring überflüssig und verhindert weiße Flecken, welche beim Einschleifen entstehen könnten.
- Die hohe Transparenz der Malfarben ergeben ein natürliches und ästhetisches Endergebnis.
- Leichte Herstellung, kürzere Bearbeitungsdauer

**Das Charakterisierungs-Set**

(469-843)

**Glasurpaste von Zirlux FC2**

Durch das Auftragen von Farb- und Modifikatorpasten entsteht eine fertige, hochglänzende Restauration.

(469-860)



Inhalt: 1 x 4 g Farbpaste (je 1 pro Farbton: A1/D4, A2/A3, A3,5, A4, C2, D2, D3, B1, B3, B4/C1, C3/C4 & SB/A00), 1 x 4 g Modifikatorpaste (blau, braun, grau, graublau, hellbraun, weiß), 1 x 4 g Glasurpaste & 1 x 20 ml Universal-Glasur.

**10 ZIRLUX-FC2-FARBPASTEN**



**6 ZIRLUX-FC2-MODIFIKATORPASTEN**

