

Zirlux™ Shading Liquids

Zirlux Shading Liquids schaffen hochgradig ästhetische, natürlich aussehende Restaurationen, die sich nahtlos in das umgebende Gebiss einfügen. Zusammen mit dem weißen Zirkonoxid Zirlux 16+ liefern diese Farbflüssigkeiten genaue und zuverlässige Ergebnisse, bei denen Sie sicher sein können, dass sie alle 16 VITA*-Farben wiedergeben.

Charakterisieren Sie Ihre monolithischen Stücke nach dem Sintern mit den Charakterisierungs-Farben von Zirlux FC2, um eine genauere individuelle Anpassung zu erreichen.

Vorteile:

- In 16 VITA*-Dentinfarben, 5 Inzisal- und 11 Effektfarben
- Im grünen Zustand auf die Restaurationen auftragen und nach Anleitung des Herstellers sintern
- Kann mit jedem nachträglichen Einfärbesystem für Zirkonoxid verwendet werden



Dentin-Set
(901-2419)

Enthält alle 16 Dentin-Farben.




Dentin	Farbe
901-2374	OM1
901-2375	OM2
901-2377	OM3
901-2380	A1
901-2381	A2
901-2382	A3
901-2383	A3,5
901-2384	A4
901-2385	B1
901-2386	B2
901-2387	B3
901-2388	B4
901-2389	C1
901-2390	C2
901-2391	C3
901-2392	C4
901-2394	D2
901-2395	D3
901-2396	D4

Effekte	Farbe
901-2403	Hellrosa
901-2405	Dunkelrosa
901-2406	Lila
901-2408	Gelb
901-2409	Orange
901-2410	Hellbraun
901-2411	Dunkelbraun
901-2412	Blau
901-2413	Hellgrau
901-2414	Dunkelgrau
901-2415	Grafit

Inzisal	Farbe
901-2397	1
901-2398	2
901-2400	3
901-2401	4
901-2402	5

Dentin	Farbe
901-2416	Dentin-Aufheller

Effektfarben



*VITA ist ein registriertes Warenzeichen von Vita Zahnfabrik.