

ZIRLUX® 3D DRUCK LIQUID BOHRSCHABLONEN



Genauigkeit, auf die Sie sich verlassen können

Zirlux® Liquid für Bohrschablonen ist ein starres, biokompatibles 3D-Druck liquid, das für die Herstellung von Bohrschablonen entwickelt wurde. Das Material ist robust und langlebig und unterstützt so die optimale Platzierung von Implantaten, um das bestmögliche Ergebnis für den Patienten zu erzielen.



1-kg-Flasche
5724003

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von Zirlux®.
Weitere Informationen finden Sie unter Zirlux.com/PrintResins

ZIRLUX® 3D DRUCK LIQUID BOHRSCHABLONEN

HAUPTMERKMALE:

Hohe Präzision: Ideal für geführte chirurgische Eingriffe – ermöglicht maximale Genauigkeit bei Tiefe, Winkel und Platzierung von Implantaten.

Robust und sterilisierbar: Widersteht den Anforderungen im klinischen Einsatz sowie wiederholten Sterilisationsprozessen – ohne Einbußen bei Stabilität oder Transparenz.

Hohe Biegefestigkeit und hoher Elastizitätsmodul: Sorgt für maximale Stabilität – widersteht Verformung und Bruch auch unter starker Belastung.

Hochglanzpolierbar: Ermöglicht eine glatte, glänzende Oberfläche – für mehr Komfort und eine ansprechende Ästhetik.

Breite Druckerkompatibilität: Validiert für marktführende 3D-Drucksysteme – für einfache Integration in bestehende digitale Workflows.

Biokompatibel: Zugelassen für den intraoralen Einsatz – für maximale Sicherheit und Vertrauen.

BPA-, MMA- und PHTHALATFREI



1 Kg Bottle
5724003

Eigenschaften	Normen	
Flexionsfestigkeit	ISO 20790	106 MPa
Biegemodul	ISO 20790	2400 MPa
Bruchdehnung	ASTM D638	6,3%
Shore D Härte	ASTM D638	95D
Biokompatibilität	ISO 10993 + ISO 10993-10	bestanden



**ENTDECKEN SIE DIE AUSWAHL VALIDIERTER
3D-DRUCKER ZUR VERWENDUNG VON
ZIRLUX® 3D-DRUCK LIQUIDS**

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von Zirlux®.
Weitere Informationen finden Sie unter Zirlux.com/PrintResins