

ZIRLUX® 3D-DRUCK LIQUID FÜR MODELLE



Schneller und exakter 3D-Druck von Modellen

Entwickelt für den 3D-Druck von
Zahn- und kieferorthopädischen
Modellen.



1-kg-Flasche –
Elfenbein
5724005

1-kg-Flasche –
Hellgrau
5724006

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von Zirlux®.
Weitere Informationen finden Sie unter Zirlux.com/PrintResins

ZIRLUX® 3D-DRUCK LIQUID FÜR MODELLE

HAUPTMERKMALE:

Zirlux® 3D-DRUCK LIQUID FÜR MODELLE ist für den 3D-Druck von Zahn- und kieferorthopädischen Modellen entwickelt.

Zwei Optionen: Erhältlich in Hellgrau und Elfenbein, beide für hohe Detailgenauigkeit konzipiert.

Schneller Druck: Ermöglicht die zügige Herstellung dentaler und kieferorthopädischer Modelle – für mehr Effizienz im Praxisalltag. Ermöglicht die zeitsparende Produktion von Zahn- und kieferorthopädischen Modellen.

Präzision und Genauigkeit: Erfasst anatomische Details präzise – zur besseren Patientenkommunikation und effektiven Behandlungsplanung.

Thermoform-Trennhilfe: Integrierter Zusatzstoff erleichtert die Entformung beim Tiefziehen.

Umfassende Druckerkompatibilität: Validiert für die führenden 3D-Drucksysteme – nahtlose Integration in bestehende Workflows.



**Zirlux® 3D-Druck
Liquid für Modelle –
Elfenbein**

1-kg-Flasche
5724005

**Zirlux® 3D-Druck
Liquid für Modelle –
Hellgrau**

1-kg-Flasche 5724006

Eigenschaften	Normen	
Maximale Zugfestigkeit	ASTM D638	> 50 MPa
Zugmodul	ASTM D638	> 1700 MPa
Bruchdehnung	ASTM D638	5 %
Maximale Biegefestigkeit	ASTM D790	> 70 MPa
Biegemodul	ASTM D790	> 1940 MPa
Viskosität bei 25 °C (cP)	ASTM D7867	500–600



**ENTDECKEN SIE DIE AUSWAHL VALIDIERTER
3D-DRUCKER ZUR VERWENDUNG VON
ZIRLUX® 3D-DRUCK LIQUIDS**

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von Zirlux®.
Weitere Informationen finden Sie unter Zirlux.com/PrintResins