

ZIRLUX® 3D DRUCK LIQUID GINGIVAMASKE



Die Natur mühelos nachahmen

Gibt Farbe, Textur und Festigkeit
natürlichen Zahnfleischs präzise
wieder.



0,5-kg-Flasche
5724004

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von Zirlux®.
Weitere Informationen finden Sie unter Zirlux.com/PrintResins

ZIRLUX® 3D DRUCK LIQUID GINGIVAMASKE

HAUPTMERKMALE:

Zahnfleischsimulation: Verbessert ästhetische Ergebnisse und stärkt das Vertrauen der Patienten.

Einfach zu beschleifen: Ermöglicht individuelle Anpassungen für optimale Emergenzprofile und Pontic-Formen.

Flexibel und dennoch formstabil: Ideale Balance zwischen Flexibilität und struktureller Festigkeit für eine zuverlässige Funktionalität.

Geringe Schrumpfung: Gewährleistet Maßhaltigkeit während und nach dem Druckprozess.

Umfassend validiert: Kompatibel mit führenden 3D-Druckern und nahtlos integrierbar in bestehende digitale Workflows.



0,5-kg-Flasche
5724004

Eigenschaften	Normen	
Zugfestigkeit (MPa)	ASTM D638	2
Elastizitätsmodul (MPa)	ASTM D638	4,6
Bruchdehnung (%)	ASTM D638	41 %



ENTDECKEN SIE DIE AUSWAHL VALIDIERTER
3D-DRUCKER ZUR VERWENDUNG VON
ZIRLUX® 3D-DRUCK LIQUIDS

Zirlux® 3D-Druck Liquids

JETZT ERHÄLTICH BEI
HENRY SCHEIN®

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen von Zirlux®.
Weitere Informationen finden Sie unter Zirlux.com/PrintResins