

# Zirlux<sup>®</sup> Temp



Es ist in 3 Vita Farben in der Größe 98,5 erhältlich. Mit Zirlux Temp kann die Passung und Funktion einer Restauration mit Leichtigkeit auf dem Modell überprüft werden.

#### Vorteile:

- Problemlos auf Hochglanz zu polieren
- Hohe Farbstabilität
- Kann zur Erzielung einer besseren Ästhetik mit oder ohne Veneer-Komposit verwendet werden
- Mit allen Provisorien-Zementen kompatibel
- Farben: A2, A3, B1
- Dicken: 15 mm und 20 mm

#### Indikationen:

- provisorische Kronen
- provisorische Brücken

#### Materialeigenschaften

Biegefestigkeit: > 100 MPa

Löslichkeit: < 0,8 µg/mm<sup>3</sup>

Wasseraufnahme: < 20 µg/mm<sup>3</sup>

Elastizitätsmodul: > 2200 MPa

	98.5 x 15 mm	98.5 x 20 mm
A2	979-3089	979-3328
A3	979-3088	979-3329
B1	979-3087	979-3330