

Wachsobjekte für hervorragende Genauigkeit und Passung an den Rändern.



Mit den Ronden aus Zirlux Wax können Wachsobjekte für Kronen- und Brückengerüste mit hervorragender Genauigkeit und Passung an den Rändern hergestellt werden. Zirlux Wax ist vollständig ausbrennbar und kann für gegossene Gerüste als auch für Presskeramikrestaurationen verwendet werden.

Vorteile:

- Verbrennt rückstands- und geruchlos und ist daher zur Herstellung von Gerüsten für Gieß- und Keramikpressprozesse geeignet
- Die Anstiftungen der Objekte können Sie mit dem Wachsmesser oder durch Schneiden entfernen
- Vielseitigkeit: Zirlux Wax kann mit jeder Fräsanlage verarbeitet werden.

Indikationen:

- Gerüste und Vollanatomische Kronen/Brücken für die Gusstechnik oder Presskeramik
- Diagnostische Waxups



	98,5 x 14 mm	98,5 x 20 mm	98,5 x 25 mm
Grau	979-3690	979-3164	979-3807
Blau	979-3691	979-3165	979-3808
Weiß	979-3692	979-3166	979-3809